


Konvolut Laborgerätschaften

Gerätebezeichnung	Technische Daten	BEMERKUNGEN 1	BEMERKUNGEN 2
DH-2000 Deuterium-Halogen Light Source 000-10000-080-02-2 UV-Vis-NIR Model: DH-2000-S- DUV-TTL	190nm- 2.5µm Main Connection: 110 V-240 V; 80 W; 5 - 35 °C Ser.-No.: SN0040267	Anschaffungsdatum: 2019	Letzte Prüfung 11/2023
Herstellerfoto:	Foto aus Labor:		
		Funktion unklar, als Ersatzteillager abzugeben.	
			Seite 1 von 12

Konvolut Laborgerätschaften

Gerätebezeichnung	Technische Daten	BEMERKUNGEN 1	BEMERKUNGEN 2
Ocean Optics BV Maya 2000 PRO – High Sensitivity Spectrometer	Ord. No.: 1249898 Model. MAYA2000PRO Ser.-No.: MAYP114383 Wellenlängen- kalibrierung 05.09.2020	Anschaffungsdatum 2019	
Herstellerfoto:	Foto aus Labor:		
		Funktion unklar, als Ersatzteillager abzugeben.	

Konvolut Laborgerätschaften

Gerätebezeichnung	Technische Daten	BEMERKUNGEN 1	BEMERKUNGEN 2
Optics Inc. QP600-2-SR-BX Optische Glasfaser-Patchkabel 600 um Premium Fiber, solarization-resistant, 2 m, BX Jacket P/N OOS-0076238-02 S/N OOS-007766-03	Wavelength Range 200-1100 nm d(core) = 600 $\mu\text{m} \pm 10 \mu\text{m}$ Coating polyimide Length 2 m Jacketing stainless-steel BX Bend Radius: Long Term - 24 cm; Short Term - 12 cm	2 Stück davon: 1 Stück Originalverpackt 1 Stück offen (siehe wie Foto Labor) Anschaffungsdatum 2019	
Herstellerfoto:	Foto aus Labor:		
		Funktion unklar, als Ersatzteillager abzugeben. Anschaffungsdatum 2019	
			Seite 3 von 12

Konvolut Laborgerätschaften

Gerätebezeichnung	Technische Daten	BEMERKUNGEN 1	BEMERKUNGEN 2
Schallschutzgehäuse SEK 15, für ACP 15 High Performance noise reduction cover	Schallreduzierung um 10 dB(A) Max. Umgebungstemperatur : 30 °C	Anschaffungsdatum 2019	Geprüft: 03/2022
Herstellerfoto:	Foto aus Labor:		
	si 	Funktion unklar, als Ersatzteillager abzugeben.	
			

Konvolut Laborgerätschaften

Gerätebezeichnung	Technische Daten	BEMRKUNGEN 1	BEMERKUNGEN 2
Pfeiffer ACP 15 M Vakuum Pump, 110- 230 V (50/60 Hz), V5SATSMFZP (Vorpumpe inkl. Schallschutzgehäuse)	Modell CFK00040	Anschaffungsdatum 2018	
Herstellerfoto:	Foto aus Labor:		
		Funktion unklar, als Ersatzteillager abzugeben.	
			Seite 5 von 12

Konvolut Laborgerätschaften

Gerätebezeichnung	Technische Daten	BEMERKUNGEN 1	BEMERKUNGEN 2
Labor-Dichtheitsprüfgerät ASM 310 Portabler Helium-Lecksucher	Olfreies Pumpensystem, Vorvakuum-Saugvermögen 1,7 m³/h Ultraleicht, nur 21 kg und mobil 90/240 V 50/60 Mz 300 W P7N BSA 0000MM9A HLD 1902711 ASM 310 V2	Anschaffungsdatum 2019	Geprüft: 03/2024
Herstellerfoto:	Foto aus Labor:		
		Funktion unklar, als Ersatzteillager abzugeben.	
			Seite 6 von 12

Konvolut Laborgerätschaften


			
Gerätebezeichnung	Technische Daten	BEMRKUNGEN 1	BEMERKUNGEN 2
VST 1200 carbolite gero 30-3000C CARBOLITE VST 12/200 VERTICAL SPLIT TUBE FURNANCE Vertikaler Klapprohrofen, obere Endscheibe mm. 80mm Durchgang, 180° Öffnungswinkel mit Übertemperaturschutz	Ser. No 21-802525 Max. Temp 1200 C	Anschaffungsdatum 2019	Geprüft: 03/2024
Herstellerfoto:	Foto aus Labor:		
		Ofen wurde durchbohrt, daher als defekt/Ersatzteillager abzugeben!	
			Seite 7 von 12

Konvolut Laborgerätschaften



Gerätebezeichnung	Technische Daten	BEMRKUNGEN 1	BEMERKUNGEN 2
Pfeiffer Vacuum Air cooling kit 24V DC Luftkühlug für HiPace 60P, HiPace 80 und SplitFlow 50/80 mit TC 110/120	M. No PM Z01 300 AT	Anschaffungsdatum 2018	
Herstellerfoto:	Foto aus Labor:		
		Funktion unklar, als Ersatzteillager abzugeben.	
			Seite 8 von 12

Konvolut Laborgerätschaften

Gerätebezeichnung	Technische Daten	BEMRKUNGEN 1	BEMERKUNGEN 2
Pfeiffer Vacuum HiPace 80 Turbo Pump with TC 110 Controller, DN 63 CFF, PMP03941-A, PM03 941A (TurboPumpe)		Anschaffungsdatum: 2018	
Herstellerfoto:	Foto aus Labor:		
		Funktion unklar, als Ersatzteillager abzugeben.	
			Seite 9 von 12

Konvolut Laborgerätschaften

Gerätebezeichnung		Technische Daten	BEMRKUNGEN 1	BEMERKUNGEN 2
PFEIFFER VAKUUM IKR 251 Active Kaltkathode Transmitter D-35614 Asslar Typ IKR251 PTR25502 Funktion unklar, als Ersatzteillager abzugeben.		Meßbereich 2E-9 bis 0,01 mbar Ausheiztemperatur 150°C Elektronik abgenommen Ausgangssignal 1,8 - 8,5 V als Logarithmus des Drucks Speisespannung 15 - 30 V DC FPM-gedichtet, ohne Stecker	Anschaffungsdatum: 2020	
Herstellerfoto:		Foto aus Labor:		
			Funktion unklar, als Ersatzteillager abzugeben.	
				Seite 10 von 12

Konvolut Laborgerätschaften

Gerätebezeichnung	Technische Daten	BEMRKUNGEN 1	BEMERKUNGEN 2
PFEIFFER VAKUUMMODELL: DCU 110 D-35614 ASSLAR	Ser.-No. 800049411	Anschaffungsjahr: 2019 Anzeige und Bedienungsgerät nur zur Steuerung von PFEIFFER- Vacuum-Turbopumpen (Spannungssteigerung / Anschluss einer Druckmessröhre).	Geprüft: 03/2023
Herstellerfoto:	Foto aus Labor:		
		Funktion unklar, als Ersatzteillager abzugeben.	
Gerätebezeichnung	Technische Daten	BEMRKUNGEN 1	BEMERKUNGEN 2
CenterOne Steuergerät für 1 Transmitter von Pfeiffer Vacuum PT G28 310	Input: 100-240 V; 50-60 Hz; 45 W Ser.-No.: 44999284	Anschaffungsjahr: 2019	Geprüft: 11/2021
			Seite 11 von 12

Konvolut Laborgerätschaften

Herstellerfoto:	Foto aus Labor:		
		Funktion unklar, als Ersatzteillager abzugeben.	Kein Netzkabel vorhanden
			Seite 12 von 12